



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PS3001W1 Laica "Baby Line" digitális bébi mérleg.
Forgalmazó: Silko&Co Kft www.laica.hu

A Laica "Baby Line" - PS3001 babamérleget úgy tervezték, hogy segítsen nyomonkövetni a baba növekedését napról-napra. Pontosán és megbízhatóan mutatja, hogy minden étkezés után mennyivel nőtt a baba súlya.

A tára funkció lehetővé teszi, hogy a babát egy puha anyagon vagy törülközőn mérjük le.

A "**súly blokkoló**" funkció, amely lehetővé teszi az tényleges tömeg jelenjen meg annak ellenére, hogy a gyermek izeg-mozog.

A méréseket 20 kg alatt és 5 g os osztottsággal lehet használni. A mérleg segít figyelemmel kísérni a gyermek fejlődését, súlygyarapodást a növekedés minden szakaszában.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen!

Használati tanács:

Helyezze a mérleget egyenes és kemény felületre. A puha és egyenetlen padló (pl. szőnyeg, linóleum) okozhat problémát és mutathat nem pontos adatokat a mérés közben.

Az elemek behelyezése:

Használjon 4db 1,5 V AAA **kizárólag alkáli elemet** (ne használjon tölthető vagy más típusú elemet, mert a készülék elektronikája tönkre mehet, ezáltal elveszti a jóállását.) Távolítsa el a mérleg alján található elemtartó fedelét, helyezze be az elemeket és tegye vissza a fedelet. Amennyiben az elemeket cserélni az eljárás ugyanez, távolítsa el az elmetartó fedelét és vegye ki a használt elemeket, később pedig dobja őket a speciális hulladékgyűjtőhelyeken megjelölt gyűjtőbe.

Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében, 12 éves kor alatt ne engedjék, hogy a gyermek egyedül távolítsa el az elemeket.

Funkció gombok:

ON / OFF / TARE

Az ON / OFF / TARE gombbal tudja be- és kikapcsolni a mérleget.

UNIT SEL (mértékegység választó)

Nyomja meg ezt a gombot és válassza ki azt a mértékegységet amit használni szeretne: kg, lb vagy oz. Enek a mérlegnek a kapacitása: 20 kg / £ 44,09 / 705,4 oz, osztás 5 g / 0,01 £ / 0,1 oz.

A mérleg bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik 0.000 kg / 0,00 £ / 0.0 oz.

HOLD (Súly blokkoló) funkció

A baba mozgása miatt mérés közben a súly adat változhat a kijelzőn . Amíg a baba a tálcán fekszik, nyomja meg a "HOLD" gombot.

A fekete pont (•) villog a kijelzőn a bal oldalon 3 másodpercig. Ez jelzi, hogy a mérleg automatikusan kiszámítja az érzékelt súly átlagát.

Amikor a fekete pont már nem villog, a kijelzőn megjelenik baba pontos átlag súlya.

Az eredmény néhány másodpercig marad a kijelzőn, majd, a mérleg automatikusan kikapcsol.

TARE funkció

Ha a baba mérése közben törülközőt vagy más anyagot terít a baba alá, akkor használja a TARA funkció.

Kapcsolja be a mérlegen az ON / OFF / TARE gombot.

A kijelző a "8888." fogja mutatni. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg / 0,00 £ / 0,0 oz", és a fekete pont (•) a bal oldalon alul, majd helyezze a törülközőt a tálcára (ekkor a törülköző súlyát mutatja a mérleg kijelzője) . Nyomja meg újra az ON / OFF / TARE gombot és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg. Ekkor a mérleg kész a baba mérésére (az alá helyezett törülköző súlyát nem fogja jelezni a kijelző).

A mérleg használata

Nyomja meg az ON / OFF / TARE gombot.

A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg / 0,00 £ / 0,0 oz", ami azt jelenti a mérleg készen áll a használatra. Fektesse a babát a tálcára, és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a súlya. Ha a kijelzőn megjelenik a fekete pont (•) lent a baloldalon, az azt jelenti, hogy a mérés stabil.

Nyomja meg az ON / OFF / TARE gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 20 másodperc múlva.

KARBANTARTÁS

- Vigyázzon a mérlegre, mivel ez egy precíziós műszer. Ezért ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, nedves, ütés, por és közvetlen napfény.
- Vigyázzon, hogy ne ejtse le vagy üsse meg a mérleget.
- Tartsa távol a mérleget távol az extrém hőforrástól.
- Ne ugráljon a mérlegen
- Tisztítsa meg a tálcát egy nedves ruhával
- Tisztítsa meg a mérleg alját egy puha, száraz ruhával.
- Soha ne használjon vegyianyagot vagy súrolószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a mérlegre, mivel a termék nem vízálló.

Ne hagyja és ne használja a mérleget nedves környezetben, páratartalom 85% felett van. Illetve kerülje a vízzel és más folyadékkal való érintkezést, mert ezek korróziót okozhatnak, ami befolyásolja a mérleg pontosságát.

Jelzések

- "LO" azt jelzi, hogy az elemek lemerültek. Cserélje ki őket.
- "O-Ld" azt mutatja, hogy nagyobb súlyú a baba mint 20kg
- A mérleg készen áll a használatra, ha a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg / 0,00 £ / 0,0 oz", ha az utasításokat nem követik megfelelően, a kijelzőn "ERR" vagy a "-----" jelenik meg.

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány: 200 g - 20 kg

Osztás: 5 g

Elem igény: 4 db 1,5 V AAA kizárólag alkalmi LR03 (nem tartozék)

Pontosság belül: + /- 1% + 1 felosztása az alkalmazott súly

Munkakörülmények: +10 ° C +40 ° C, relatív páratartalom 85%

Tárolási feltételek: +10 ° C +50 ° C, relatív páratartalom 85%

Méret: 52x32x5.6 cm

Figyelem! Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétkébe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák az emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják.

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko & Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.